

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK TOALETOWY PACJENTA

nr katalogowy **BMW01**

CECHY PRODUKTU:

- malowana na biało, stalowa rama
- elektryczna regulacja wysokości siedziska
- siedzisko wykonane z siatki, wzmocnione taśmami nośnymi, zamontowane na 4 uchwytych
- tylni pas zabezpieczający
- podnóżki plastikowe, uchylne
- wszystkie koła pełne
- koła przednie z hamulcami

WSKAZANIA:

Sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, ułatwiający (najazd nad sedes) lub w ograniczonym zakresie do transportu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi wewnątrz pomieszczeń.

PRZECIWWSKAZANIA:

Brak samodzielnej stabilizacji głowy i tułowia. Przeciwwskazania do pozycji siedzącej, udar, całkowity paraliż. Waga pacjenta powyżej 135 kg.



Długość całkowita (mm)	750
Szerokość całkowita (mm)	545
Wysokość całkowita (mm)	1240
Wysokość najazdowa siedziska (mm)	~290 - 540
Średnica przednich kółek (cm)	75
Średnica tylnych kółek (cm)	50
Wysokość ramion jezdnych z kółkami (cm)	110
Waga podnośnika (kg)	20,2
Maksymalna waga pacjenta (kg)	135



PRODUCENT: XIAMEN SENYANG CO.,LTD, Address: No.189-1,Tongji South Road, Jimei District, Xiamen, 361000 Fujian P.R. China

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: SUNGO Europe B. V. Address: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Holandia

PODMIOT PROWADZĄCY REKALMĘ: mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.