

# ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK TOALETOWY PACJENTA

nr katalogowy **BMW02**

## CECHY PRODUKTU:

- malowana na biało, stalowa rama
- elektryczna regulacja wysokości siedziska
- siedzisko wyposażone w otwór toaletowy
- zamknięcie oparcia metalowym zamkiem
- siedzisko ruchome - dzieli się na dwie części
- miękkie podparcie dla pleców
- podnóżki plastikowe, uchylne
- wszystkie koła pełne
- przednie koła z hamulcami

## WSKAZANIA:

Sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, ułatwiający (najazd nad sedes) lub w ograniczonym zakresie do transportu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi wewnątrz pomieszczeń.

## PRZECIWWSKAZANIA:

Brak samodzielnej stabilizacji głowy i tułowia. Przeciwwskazania do pozycji siedzącej, udar, całkowity paraliż. Waga pacjenta powyżej 135 kg.



Długość całkowita (mm)	750	Wysokość podpór rąk i oparcia (mm)	300
Szerokość całkowita (mm)	545	Średnica przednich kółek (mm)	75
Wysokość całkowita (mm)	1250	Średnica tylnych kółek (mm)	50
Szerokość siedziska (mm)	445	Wysokość ramion jezdnych z kółkami (mm)	110
Głębokość siedziska (mm)	350	Waga podnośnika (kg)	25,6
Wysokość najazdowa siedziska (mm)	390 - 645	Maksymalna waga pacjenta (kg)	135



VITEA<sup>®</sup>  
CARE  
*Premium*

PRODUCENT: XIAMEN SENYANG CO.,LTD, Address: No.189-1,Tongji South Road, Jimei District, Xiamen, 361000 Fujian P.R. China

UPOWAŻNIIONY PRZEDSTAWICIEL: SUNGO Europe B. V. Address: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Holandia

PODMIOT PROWADZĄCY REKALMĘ: mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.