

Avicenum

ANTI-TROMBO PREMIUM

1 klasa kompresji (18 - 21 mmHg)

Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM to pończoszniczy medyczny wyrób uciskowy. Jest to wyrób okrągłodziany, produkowany z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Mechanizm działania pończoszniczego medycznego wyrobu kompresyjnego opiera się na wywieraniu określonego ucisku w okolicy kostki kończyny dolnej, który stopniowo maleje kierując się ku sercu. Te wyroby uciskowe są przeznaczone przede wszystkim dla pacjentów leżących i służą jako wyrób medyczny do zapobiegania rozwojowi chorób zakrzepowo-zatorowych. W spodniej części stopy znajduje się otwór inspekcyjny, który umożliwia kontrolę skuteczności kompresji (kontrola np. zasinięcia czy temperatury palców). **Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM** to medyczne wyroby służące jako alternatywa klasycznego bandażowania kończyn i przeznaczone są do stosowania w warunkach domowych, jak i placówkach zdrowia.



LAMÓWKI I KORONKI POŃCZOCH

Szerokość
lamówki 5 cm

Szerokość
koronki
5,7 cm

Wzór silikonu na
ściągaczku i koronce



MATERIAŁY

LYCRA® Soft Comfort to włókno, które zapewnia, że elastyczność materiału będzie taka sama przez cały okres użytkowania. Dzięki włóknom **LYCRA®** wyroby kompresyjne idealnie przylegają i trzymają się kończyny. Produkty z włóknom **LYCRA®** wykazują ponadto zwiększoną odporność na zgniatanie.

Sanitized® to apretura o działaniu antybakteryjnym i dezodorującym szwajcarskiej firmy Sanitized. Obecny w składzie aktywny czynnik sprawia, że apretura jest bardzo trwała.

Materiały użyte do wykonania kompresyjnych wyrobów medycznych są niedrażniące i **nie zawierają lateksu**.



WIĘCEJ INFORMACJI NA: avicenum.eu



ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33



Avicenum

Korzyści zdrowotne wynikające z kompresji

CCL 1



Aries
MEDICAL PRODUCTS

... dla łatwiejszego życia!

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Avicenum PHLEBO 140

1 klasa kompresji
(18 - 21 mmHg)

Avicenum PHLEBO 140 to kompresyjne medyczne wyroby pończosznicze I klasy kompresji (CCL 1). Materiały użyte do wykonania kompresyjnych wyrobów medycznych są niedrażniące i nie zawierają lateksu. Avicenum PHLEBO 140 jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania zarówno w warunkach domowych, jak i placówkach opieki zdrowotnej. Wyrób medyczny przeznaczony do kompresjoterapii stosowanej w chorobach naczyń żylnych i obrzęków różnego pochodzenia kończyn dolnych.



Avicenum PHLEBO 250

1 klasa kompresji
(18 - 21 mmHg)

Avicenum PHLEBO 250 to kompresyjne medyczne wyroby pończosznicze I klasy kompresji (CCL 1). Materiały użyte do wykonania kompresyjnych wyrobów medycznych są niedrażniące i nie zawierają lateksu. Avicenum PHLEBO 250 jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania zarówno w warunkach domowych, jak i placówkach opieki zdrowotnej. Wyrób medyczny przeznaczony do kompresjoterapii stosowanej w chorobach naczyń żylnych i obrzęków różnego pochodzenia kończyn dolnych. Produkty posiadają certyfikat RAL-GZ 387/1.



Avicenum PHLEBO 310

1 klasa kompresji
(18 - 21 mmHg)

Avicenum PHLEBO 310 Dzięki dużej zawartości bawełny podkolanówki bawełniane Avicenum PHLEBO 310 są przyjemne w noszeniu i wygodne, niezależnie od tego, czy siedzisz, stoisz czy podróżujesz przez cały dzień. Ten produkt nie jest wyrobem medycznym.

Do produkcji wyrobów Avicenum z udziałem bawełny używamy wyłącznie **długowłóknistej bawełny czesanej**.

