

Avicenum PHLEBO 520

3 klasa kompresji
(34 - 46 mmHg)

Avicenum PHLEBO 520 to pończoszniczy medyczny wyrób uciskowy w III klasie kompresji (CCL 3). Jest to wyrób okrągłodziany produkowany z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Produkty Avicenum PHLEBO 520 to wyroby medyczne przeznaczone do stosowania w warunkach domowych, jak i placówkach zdrowia. Pończochy nadają się do leczenia żylaków, obrzęku limfatycznego, obrzęku lipidowego lub owrzodzeń podudzi.



Avicenum LYMPHO 360

2 klasa kompresji
(23 - 32 mmHg)

Avicenum LYMPHO 360 rękaw kompresyjny to rękaw kompresyjny II. klasy kompresji (CCL2). Został wykonany za pomocą technologii okrężnego splotu. Materiały użyte do wykonania rękawów kompresyjnych są niedrażniące i nie zawierają lateksu. Avicenum LYMPHO 360 rękaw kompresyjny jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania zarówno w warunkach domowych jak i placówkach opieki zdrowotnej.



WIĘCEJ INFORMACJI NA: avicenum.eu



ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33



Avicenum

Korzyści zdrowotne wynikające z kompresji

CCL 2, CCL 3



Aries
MEDICAL PRODUCTS

... dla łatwiejszego życia!

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Avicenum PHLEBO 360

2 klasa kompresji
(23 - 32 mmHg)

Avicenum PHLEBO 360 to pończoszniczy medyczny wyrób uciskowy w II klasie kompresji (CCL 2). Jest to wyrób okrągłodziany, produkowany z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Produkty Avicenum PHLEBO 360 to wyroby medyczne przeznaczone do stosowania w warunkach domowych, jak i placówkach zdrowia.

FINE

Avicenum PHLEBO 360 FINE to kompresyjne medyczne wyroby pończosznicze II. klasy kompresji (CCL 2). Zostały wykonane za pomocą technologii okrężnego splotu. Konstrukcja dzianiny jest lekka. Materiały użyte do produkcji kompresyjnych medycznych wyrobów pończoszniczych są niedrażniące i nie zawierają lateksu.



Mikrowłókno



Avicenum PHLEBO 360

COTTON

Avicenum PHLEBO 360 COTTON to pończoszniczy medyczny wyrób uciskowy w II klasie kompresji (CCL 2). Jest to wyrób okrągłodziany, produkowany z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Ze względu na wysoką zawartość bawełny (60%) w tych wyrobach kompresyjnych, zalecane są dla osób z wrażliwą skórą i alergików. Produkty Avicenum PHLEBO 360 COTTON to wyroby medyczne przeznaczone do stosowania w warunkach domowych, jak i placówkach zdrowia.

Avicenum PHLEBO 360

TRAVEL

Avicenum PHLEBO 360 TRAVEL to pończoszniczy medyczny wyrób uciskowy w II klasie kompresji (CCL 2). Jest to wyrób okrągłodziany, produkowany z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Pończochy łydkowe nadają się do leczenia chorób żył kończyn dolnych i zakrzepicy podróżnej.

TRAVEL COTTON

Avicenum PHLEBO 360 TRAVEL COTTON to pończoszniczy medyczny wyrób uciskowy w II klasie kompresji (CCL 2). Jest to wyrób okrągłodziany, produkowany z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Ze względu na wysoką zawartość bawełny (60%) w tych wyrobach kompresyjnych, zalecane są dla osób z wrażliwą skórą i alergików. Pończochy łydkowe nadają się do leczenia chorób żył kończyn dolnych i zakrzepicy podróżnej.

